

Lamprobe - Radiotermoliza zmian skórnych

Bezinewazyjna "Mikrochirurgia" XXIIw. Precyzja i skuteczność!

Lamprobe wykorzystuje technologię fal radiowych. Zabiegi polegają na przyłożeniu elektrody do miejsca zabiegowego. Następnie efekt termokoagulacji (np. naczynka) lub termolizy-odparowania nieregularności skóry (np. ropne krostki trądzikowe). Płyny w tkance ulegają osuszeniu. Istotną zaletą wyróżniającą Lamprobe od innych urządzeń jest fakt, że elektrody nie stają się gorące, tak więc nie dochodzi do poparzenia skóry.

Lamprobe produkowany w U.S.A. zatwierdzony przez FDA, posiada certyfikat CE.

W przeciwieństwie do standardowych zabiegów laserem lub ciekłym azotem, które działają na większą powierzchnię skóry, w lamprobe energia skierowana jest punktowo na zmianę/naczynko. Oznacza to większy komfort dla klienta, szybszy czas gojenia i nienaruszenie otaczających naczyń i tkanek.



Skóra czarna ma wiele problemów, w tym: brzozy (zapalenie skóry), pająki (złote pajączki)



Zaleca się stosowanie preparatów zawierających witaminę A, B, C, E, K, w tym kwas glikolowy, w przypadkach wystarczająco